

嫌気性菌検出用

“KBM” 嫌気性菌用試験管培地



<特徴>

- ❖ “KBM” 嫌気性菌用試験管培地は、臨床材料から嫌気性菌を検出及び増菌するための培地です。
- ❖ 目的の嫌気性菌が臨床検体中にわずかな数しか存在しない場合でも、本培地で嫌気培養することで検出が容易となります。
- ❖ 還元剤としてチオグリコレート塩とL-システインが添加されており、酸化還元電位が低くなるため、嫌気性菌が発育し易い環境となっています。
- ❖ 本培地にはL-アルギニンやヘミンなどが添加されているため、広範囲の嫌気性菌を発育させることが可能です。

製品コード	製品名	包装	価格	貯法	有効期限
53085	“KBM” 嫌気性菌用試験管培地	50本/箱	¥12,000	冷蔵所 (2-10℃)	180日



KOHJIN BIO

コージンバイオ株式会社 培地の開発・製造・販売

〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田5-1-3

TEL:(049)284-3781(代)

FAX:(049)284-4784

e-mail: info@kohjin-bio.co.jp

URL <http://www.kohjin-bio.co.jp>